


L'applicateur Microbrush® original

Qualité constante et fiable



4

Tailles de pointe

ultrafine	0,5 mm
extrafine	1,0 mm
fine	1,5 mm
régulière	2,0 mm

9

Couleurs



3

Formats d'emballage

Trousse de distribution
Trousse de recharge du distributeur
Tube



Référence	Description			
MPD	Microbrush® Plus Dispenser Kit	● jaune	fine	1,5 mm
Microbrush® Plus Applicateur Dispenser Kit				
PR400KIT	Microbrush® Plus Applicateur Dispenser Kit	mixte	regular	2,0 mm
PF400KIT	Microbrush® Plus Applicateur Dispenser Kit	● ● rose/jaune	fine	1,5 mm
PSF400KIT	Microbrush® Plus Applicateur Dispenser Kit	● blanc	superfine	1,0 mm
Microbrush® Plus Applicateur Refill				
PR400	Microbrush® Plus Applicateur Refill	mixte	regular	2,0 mm
PR400BL	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● bleu	regular	2,0 mm
PR400GR	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● vert	regular	2,0 mm
PR400PE	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● couleur pêche	regular	2,0 mm
PR400PU	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● violet	regular	2,0 mm
PF400	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● ● rose/jaune	fine	1,5 mm
PF400PI	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● rose	fine	1,5 mm
PF400YE	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● jaune	fine	1,5 mm
PSF400	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● blanc	superfine	1,0 mm
PU400TE	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● turquoise	ultrafine	0,5 mm
PU400OR	Microbrush® Plus Applicateur Refill	● orange	ultrafine	0,5 mm
Microbrush® Tube Applicateur				
MRA400	Microbrush® Tube Applicateur	mixte	regular	2,0 mm
MRB400	Microbrush® Tube Applicateur	● bleu	regular	2,0 mm
MRG400	Microbrush® Tube Applicateur	● vert	regular	2,0 mm
MRS400	Microbrush® Tube Applicateur	● couleur pêche	regular	2,0 mm
MRP400	Microbrush® Tube Applicateur	● violet	regular	2,0 mm
MFA400	Microbrush® Tube Applicateur	● ● rose/jaune	fine	1,5 mm
MFP400	Microbrush® Tube Applicateur	● rose	fine	1,5 mm
MFY400	Microbrush® Tube Applicateur	● jaune	fine	1,5 mm
MSF400	Microbrush® Tube Applicateur	● blanc	superfine	1,0 mm
MUT400	Microbrush® Tube Applicateur	● turquoise	ultrafine	0,5 mm
MUO400	Microbrush® Tube Applicateur	● orange	ultrafine	0,5 mm




Microbrush® X

- Pour une application régulière et contrôlée du produit
- Pointe allongée et extrafine pour les zones particulièrement étroites de la cavité buccale
- Les fibres plus courtes et rigides sont conviennent parfaitement au récurage
- Convient aux traitements d'endodontie et aux fissures ; excellent pour faire adhérer les tiges
- Tête flexible pliable jusqu'à sur 90°



MPX
Microbrush® X Dispenser
Kit, noir, 100 pièces

PX100
Microbrush® X Refill, noir,
100 pièces







STIX64B
Micro-Stix™ applicateur,
64 pièces, bleu

Applicateur Micro-Stix™


- Excellent pour soulever et déplacer les facettes, couronnes, brackets et inlays
- Tête d'applicateur pliable
- Forte adhérence du point de colle à la tête de l'applicateur
- Le produit adhère jusqu'à ce qu'il soit placé dans la bouche. L'applicateur peut ensuite être retiré avec un léger mouvement de rotation
- Utilisations multiples par patient



Ultrabrush[®]

Applicateur à brosse

- Idéal pour appliquer et lisser de grandes quantités de liquide
- Pliable près de la tête de la brosse pour un meilleur contrôle et une plus grande précision
- Technologie « Stay-Put Bending » : la tête de la brosse maintient la position souhaitée, sans retour élastique
- Les fibres résistantes aux produits chimiques résistent également aux matériaux dentaires agressifs
- Deux tailles : UltraBrush[®] taille régulière ± 200 fibres, UltraBrush[®] taille extrafine ± 100 fibres
- Idéal pour l'application d'agents désensibilisants ou blanchissants, le fluorure, le scellement des fissures et bien plus encore.



Référence	Description		
U2D	UltraBrush [®] Dispenser Kit	● vert	regular
U2R200	UltraBrush [®] Refill	● jaune / vert	regular
UID	UltraBrush [®] Dispenser Kit	● bleu	fine
UIR200	UltraBrush [®] Refill	● orange / bleu	fine

dry tips®

**Également
disponible**
DryTips contrôle
de la salive

Ses qualités dépassent largement celles des rouleaux de coton ou autres coussinets absorbants, et il ne perd pas d'humidité lorsqu'il est manipulé

L'avantage des DryTips® par rapport aux rouleaux de coton traditionnel :

- Couverture complète de la glande parotide et de toute la muqueuse buccale
- Film de polyéthylène pour protéger de toute coupure
- Facilite le travail au fond de la cavité buccale
- Flexible ; s'adapte aux mouvements de la joue
- Demeure confortablement en place et se retire sans peine avec le jet d'eau
- Le revêtement réfléchissant offre plus de visibilité et permet donc de les enlever plus facilement.



NOUVEAU !

Maintenant disponible avec un revêtement réfléchissant.

IDÉAL POUR

- Impressions
- Fraisage d'occlusion
- Orthodontie
- Applications de fluorure
- Composites
- Cimentation
- Scellement de fissures
- Techniques d'émaillage

Référence	Description			
291542	DryTips® contrôle de la salive	blanc	grande	50 pièces
291543	DryTips® contrôle de la salive	blanc	petite	50 pièces
291726	Reflective DryTips® contrôle de la salive	● argent	grande	50 pièces
291727	Reflective DryTips® contrôle de la salive	● argent	petite	50 pièces

MB-F-CAT/0724

Nous vous conseillons volontiers!

info@microbrush.eu | +49 (0) 6221 43 45 442

YOUNG
INNOVATIONS