

Der Original Microbrush® Applikator

Gleichbleibende, verlässliche Qualität



NEU

Jetzt auch
Ultrafein

4

Spitzengrößen

ultrafein	0,5 mm
superfein	1,0 mm
fein	1,5 mm
regulär	2,0 mm

9

Farben



3

Packungsgrößen

Spender-Kit
Spender-Refill
Tube



Artikelnummer	Beschreibung			
MPD	Microbrush® Plus Spender Kit	● gelb	fein	1,5 mm
Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit				
PR400KIT	Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit	farblich sortiert	regulär	2,0 mm
PF400KIT	Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit	● pink/gelb	fein	1,5 mm
PSF400KIT	Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit	● weiß	superfein	1,0 mm
Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung				
PR400	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	farblich sortiert	regulär	2,0 mm
PR400BL	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● blau	regulär	2,0 mm
PR400GR	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● grün	regulär	2,0 mm
PR400PE	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● pfirsich	regulär	2,0 mm
PR400PU	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● violett	regulär	2,0 mm
PF400	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● pink/gelb	fein	1,5 mm
PF400PI	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● pink	fein	1,5 mm
PF400YE	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● gelb	fein	1,5 mm
PSF400	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● weiß	superfein	1,0 mm
PU400TE	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● petrol	ultrafein	0,5 mm
PU400OR	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● orange	ultrafein	0,5 mm
Microbrush® Tube Applikatoren				
MRA400	Microbrush® Tube Applikatoren	farblich sortiert	regulär	2,0 mm
MRB400	Microbrush® Tube Applikatoren	● blau	regulär	2,0 mm
MRG400	Microbrush® Tube Applikatoren	● grün	regulär	2,0 mm
MRS400	Microbrush® Tube Applikatoren	● pfirsich	regulär	2,0 mm
MRP400	Microbrush® Tube Applikatoren	● violett	regulär	2,0 mm
MFA400	Microbrush® Tube Applikatoren	● pink/gelb	fein	1,5 mm
MFP400	Microbrush® Tube Applikatoren	● pink	fein	1,5 mm
MFY400	Microbrush® Tube Applikatoren	● gelb	fein	1,5 mm
MSF400	Microbrush® Tube Applikatoren	● weiß	superfein	1,0 mm
MUT400	Microbrush® Tube Applikatoren	● petrol	ultrafein	0,5 mm
MUO400	Microbrush® Tube Applikatoren	● orange	ultrafein	0,5 mm






Microbrush® X

- Für eine gleichmäßige und kontrollierte Applikation des Materials
- Verlängerte, extrafeine Spitze für besonders enge Stellen im Mundraum
- Kürzere, steifere Fasern sind gut geeignet zum Schrubben
- Für Endo-Behandlungen, auch für Fissuren, hervorragend zum Kleben von Stiften
- Flexibler Kopf; Biegeabschnitt bis 90° biegsam



MPX
Microbrush® X Spender Kit,
schwarz, 100 Stk.

PX100
Microbrush® X Nachfüll-
packung, schwarz, 100 Stk.




MICRO
stix
ADHESIVE TIP APPLICATORS™



STIX64B
Micro-Stix™ Applikator,
64 Stk., blau


Micro-Stix™ Applikator

- Hervorragend für das Anheben und Navigieren von Veneers, Kronen, Brackets und Inlays
- Applikatorkopf biegsam
- Starke Haftung des Klebepunkts am Applikatorkopf
- Material bleibt haften bis es im Mund platziert ist. Danach wird der Applikator mit einer leichten Drehbewegung entfernt
- Mehrfach bei einem Patienten verwendbar



UltraBrush[®] Bürstenapplikator

- Ideal um große Flüssigkeitsmengen einzusetzen und zu glätten
- Biegsam nahe am Bürstenkopf für verbesserte Kontrolle und Präzision
- „Stay-Put Bending“ Technologie - Bürstenkopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Chemikalienechte Fasern halten auch aggressiven zahnmedizinischen Materialien stand
- Zwei Größen: UltraBrush[®] regulär ± 200 Fasern, UltraBrush[®] fein ± 100 Fasern
- Ideal für Desensibilisierungsmittel, Zahnaufheller, Fluorid, Fissurenversiegelung u.v.m.



Artikelnummer	Beschreibung		
U2D	UltraBrush [®] Spender Kit	● grün	regulär
U2R200	UltraBrush [®] Nachfüllpack	● gelb / grün	regulär
UID	UltraBrush [®] Spender Kit	● blau	fein
UIR200	UltraBrush [®] Nachfüllpack	● orange / blau	fein

dry tips®

**Ebenfalls
erhältlich**
DryTips® Parotis-
pflaster

Weitaus beständiger als Watterollen aus Baumwolle und andere Saugeinlagen
Sie verlieren keine Flüssigkeit bei der Handhabung

Vorteile von DryTips® gegenüber herkömmlichen Watterollen aus Baumwolle:

- Effektive Abdeckung des Ohrspeicheldrüsen-Kanals und der Wangenschleimhaut
- Polyethylenfolie als Schnittschutz
- Erleichtert das Arbeiten weit hinten in der Mundhöhle
- Flexibel, passt sich Wangenbewegungen an
- Bleibt auf angenehme Weise am Platz und lässt sich gleichzeitig leicht mit Wasserspray entfernen
- Reflektierende Beschichtung für bessere Sicht im Arbeitsfeld



NEU!
Jetzt mit reflektierender
Beschichtung erhältlich.

VERWENDUNG

- Abformungen
- Okklusale Adjustierung
- Kieferorthopädie
- Fluoridanwendungen
- Komposite
- Zementierung
- Fissurenversiegelung
- Farbbeschichtungsverfahren

Artikelnummer	Beschreibung			
291542	DryTips® Parotispflaster	weiß	groß	50 Stk.
291543	DryTips® Parotispflaster	weiß	klein	50 Stk.
291726	Reflective DryTips® Parotispflaster	● silber	groß	50 Stk.
291727	Reflective DryTips® Parotispflaster	● silber	klein	50 Stk.

MB-D-CAT/0724

Wir beraten Sie gerne!

info@microbrush.eu | + 49 (0) 6221 43 45 442

YOUNG
INNOVATIONS