



Ultimative Speichelkontrolle

Weitaus beständiger als Watterollen aus Baumwolle und andere Saugeinlagen
Sie verlieren keine Flüssigkeit bei der Handhabung

Vorteile von DryTips® gegenüber herkömmlichen Watterollen aus Baumwolle:

- Effektive Abdeckung des Ohrspeicheldrüsen-Kanals und der Wangenschleimhaut
- Polyethylenfolie als Schnittschutz
- Erleichtert das Arbeiten weit hinten in der Mundhöhle
- Flexibel, passt sich Wangenbewegungen an
- Bleibt auf angenehme Weise am Platz und lässt sich gleichzeitig leicht mit Wasserspray entfernen
- Reflektierende Beschichtung für bessere Sicht im Arbeitsfeld



NEU!

Jetzt mit reflektierender Beschichtung erhältlich.

VERWENDUNG:

- Abformungen
- Okklusale Adjustierung
- Kieferorthopädie
- Fluoridanwendungen
- Komposite
- Zementierung
- Fissurenversiegelung
- Farbbeschichtungsverfahren

Für Ihre DryTips® Bestellung:

Artikelnummer	Beschreibung
291542	DryTips® groß, weiß, 50 Stk.
291543	DryTips® klein, weiß, 50 Stk.
291726	Reflective DryTips® groß, silber, 50 Stk.
291727	Reflective DryTips® klein, silber, 50 Stk.



Gebrauchsanweisung und Video unter www.microbrush.de/drytips